

Wb, Elisa용 항-Cdhi1 다클론 항체 - P55287

품목 번호: CM0029980

소개

이 토끼 항-CDHI1 다클론 항체로 세포 접착 및 이동을 연구해 보세요. WB와 ELISA에서 검증이 완료되었으며, 인간 CDHI1(OB-카데린)을 인식하고 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 카데린 및 국소 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDHI1 토끼 pAb
비고/별칭	OB, ESWS, CAD11, CDHOB, OSF-4, TBHS2, CDHI1
종	인간
유전자 ID (인간)	1009
유전자 ID	1009
면역원	인간 CDHI1(NP_001788.2)의 아미노산 120-400에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55287
단백질 분자량	88kDa
배송 방식	아이스백