


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cdh3 토끼 다클로날 항체 - P22223

품목 번호: CM0017908



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 토끼 다클로날 CDH3 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 카드헤린-3(P-cadherin)은 칼슘 의존성 세포 부착 단백질이며 연구 및 진단 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDH3 Rabbit pAb
비고/별칭	CDHP; HJMD; PCAD; CDH3
종(Species)	Human
GeneID (인간)	1001
GeneID	1001
면역원(Immunogen)	인간 CDH3 (NP_001784.2)의 아미노산 24-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P22223
단백질 분자량	91kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)