

Wb, Elisa용 Anti-Cdh4 Rabbit Polyclonal Antibody - P55283

품목 번호: CM0016235

소개

CDH4(카드헤린-4, R-카드헤린)를 표적하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 재조합 면역원, 100 kDa. 세포 접착 및 발달 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Anti-CDH4 Rabbit Polyclonal Antibody
비고/별칭	CAD4; RCAD; R-CAD; CDH4
종	인간
GeneID (Human)	1002
GeneID	1002
면역원	인간 CDH4 (NP_001785.2)의 아미노산 757-916에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55283
단백질 무게	100kDa
배송	아이스백