

Wb, Elisa용 Anti-Cdip1 토끼 다클론 항체 - Q9H305

품목 번호: CM0016790

소개

p53 세포사멸 이펙터인 인간 CDIP1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성이 있으며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDIP1 토끼 pAb
비고/별칭	II; CDIP; LITAFI; C16orf5; CDIP1
종	인간
GeneID (인간)	29965
GeneID	29965
면역원	인간 CDIP1의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드(NP_001185983.1)
생산원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9H305
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩