


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cdk1 다클론 항체 - P06493

품목 번호: CM0014135



소개

인간 CDK1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK1 토끼 pAb
비고/별칭	CDC2, CDC28A, P34CDC2, CDK1
종	인간
GeneID (인간)	983
GeneID	983
면역원	인간 CDK1의 아미노산 1-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001777.1)
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P06493
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백