


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Cdk1 토끼 단일클론 항체 - P06493

품목 번호: CM0003228



소개

웨스턴 블롯(Western blot), 면역침전(Immunoprecipitation), ELISA에 대해 검증된 CDK1 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 주기 진행에 중요한 세린/트레오닌 키나제인 사람 및 마우스 CDK1(P06493)을 검출합니다. 종양학 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK1 Rabbit mAb
비고/별칭	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
종(Species)	사람(Human)
GeneID	983
면역원(Immunogen)	사람 CDK1 (NP_001777.1)의 아미노산 198-297 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P06493
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)