

Anti-Cdk10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15131

품목 번호: CM0030336

소개

사람 CDK10 (cyclin-dependent kinase 10)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람 및 마우스 CDK10를 검출합니다(예상 MW 41 kDa). 세포 주기, 세포골격 및 세포생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK10 Rabbit pAb
비고/별칭	ALSAS; PISSLRE; CDK10
종(Species)	사람(Human)
GeneID	8558 (human)
면역원(Immunogen)	사람 CDK10 (NP_001092003.2)의 아미노산 1-283에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q15131
단백질 분자량(Protein Weight)	41kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)