

Ihc-P, Elisa용 항-Cdk12 단일클론 항체 - Q9Nyv4

품목 번호: CM0006624



소개

IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 항-CDK12 토끼 단일클론 항체입니다. 전사 신장과 DNA 복구를 조절하는 인간, 마우스 및 랫드 CDK12를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK12 토끼 mAb
비고/별칭	CRK7; CRKR; CRKRS; CDK12
종	인간
GeneID (인간)	51755
GeneID	51755
면역원	인간 CDK12(NP_057591.2)의 아미노산 420~516에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NYV4
단백질 분자량	164kDa
배송	아이스팩