

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cdk12 Rabbit Pab - Q9Nyv4

품목 번호: CM0018353



소개

N-말단 영역(aa 1-300)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal CDK12 항체. 응용 분야: WB, IHC-P, ELISA. 반응성: 인간, 마우스, 랫트. 전사 신장 및 게놈 안정성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CDK12 Rabbit pAb
비고/별칭	CRK7, CRKR, CRKRS, CDK12
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	51755
유전자 ID	51755
면역원	재조합 단백질 인간 CDK12 (NP_057591.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9NYV4
단백질 분자량	164kDa
배송	아이스백