

If/Icc, Elisa용 Anti-Cdk16 폴리클론항체 - Q00536

품목 번호: CM0024831



소개

인간 CDK16 (PCTAIRE1, PCTK1)에 대한 토끼 폴리클론항체로 IF/ICC 및 ELISA에 사용됩니다. 인간과의 교차 반응성이 검증되었으며, 표적 분자량은 56kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDK16 토끼 pAb
비고/별칭	PCTK1; PCTAIRE; PCTAIRE1; PCTGAIRE; CDK16
종	인간
유전자 ID (인간)	5127
유전자 ID	5127
면역원	인간 CDK16 (NP_006192.1)의 아미노산 277-496에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q00536
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백