

Wb 및 Elisa용 항-Cdk18 다클론 항체 - Q07002

품목 번호: CM0023398

소개

인간 CDK18(PCTK3/PCTAIRE3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 재조합 면역원(아미노산 373-474). 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 분화된 세포의 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDK18 토끼 pAb
비고/별칭	PCTK3, PCTAIRE, PCTAIRE3, CDK18
종	인간
유전자 ID (인간)	5129
유전자 ID	5129
면역원	재조합 단백질: 인간 CDK18 (NP_002587.2)의 아미노산 373-474에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q07002
단백질 분자량	54kDa
배송 방법	아이스 팩