


Anti-Cdk2 (Phospho-T160) 단일클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P24941

품목 번호: CM0001781



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Phospho-CDK2-T160 토끼 mAb; 인간, 마우스, 랫트 CDK2와 반응; 인산화된 T160를 타겟으로 함; 세포 주기 및 암 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CDK2-T160 Rabbit mAb
비고/별칭	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-T160
종(Species)	Human
GeneID (인간)	1017
GeneID	1017
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 CDK2 (NP_001789.2)의 T160 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P24941
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)