


웨스턴 블롯 및 Elisa용 항-Cdk2 토끼 단일클론 항체 (Ko 검증됨) - P24941

품목 번호: CM0003252



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 항-CDK2 토끼 단일클론 항체 (KO 검증됨). 사람, 마우스 및 래트 CDK2와의 반응성이 확인되었습니다. 녀아웃 연구에 대해 검증되었습니다. 세포 주기 마스터 조절인자인 사이클린 의존성 키나아제 2 (P24941)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	[KO 검증됨] CDK2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CDKN2; p33(CDK2); K2
종	사람
GeneID (사람)	1017
GeneID	1017
면역원	사람 CDK2 (P24941)의 아미노산 199-298에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P24941
단백질 분자량	30 kDa/34 kDa
배송	아이스백