

Anti-Cdk2 Rabbit Polyclonal Antibody [Ko Validated] For Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

품목 번호: CM0022176



소개

사람 CDK2에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫드 샘플의 내인성 CDK2(~30/34 kDa)를 검출합니다. 세포 주기, DNA 복구 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO Validated] CDK2 Rabbit pAb
비고/별칭	CDKN2; p33(CDK2); K2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	1017
GeneID	1017
면역원(Immunogen)	사람 CDK2 (NP_001789.2)의 아미노산 200-298 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P24941
단백질 분자량	30 kDa/34 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)