

Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Cdk20 폴리클로날 항체 - Q8Izl9

품목 번호: CM0025559

소개

IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 CDK20 토끼 폴리클로날 항체로, 인간 및 쥐와 반응합니다. 세포 주기, Shh 신호 전달, 및 섬모 생성(ciliogenesis) 연구 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK20 Rabbit pAb
비고/별칭	P42; CCRK; CDCH; PNQALRE; CDK20
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	23552
GeneID	23552
면역원(Immunogen)	인간 CDK20 (Q8IZL9)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	Q8IZL9
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)