


Anti-Cdk2Ap1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O14519

품목 번호: CM0020379



소개

CDK2AP1 Rabbit Polyclonal Antibody (pAb)는 Western blot 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. CDK2 억제제이자 NuRD 염색질 재구성 복합체의 구성 요소인 인간 CDK2AP1 (DOC-1)을 표적합니다. 암 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK2AP1 Rabbit Polyclonal Antibody
비고/별칭	DOC1; ST19; DORC1; doc-1; p12DOC-1; CDK2AP1
종	인간
유전자 ID (인간)	8099
유전자 ID	8099
면역원	재조합 단백질 인간 CDK2AP1 (NP_004633.1)의 아미노산 1-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14519
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백