

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Cdk4 다클론 항체 - P11802

품목 번호: CM0017007



소개

WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증된 CDK4 토끼 다클론 항체. G1/S 전이를 조절하는 핵심 세포주기 키나아제인 인간 및 생쥐 CDK4와 반응합니다. 암 연구 및 세포주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK4 토끼 pAb
비고/별칭	CMM3; PSK-J3; CDK4
종	인간
유전자 ID (인간)	1019
면역원	합성 펩타이드 인간 CDK4 (NP_000066.1)의 아미노산 200-303번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P11802
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스백