

Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cdk4 Rabbit Polymab® - P11802

품목 번호: CM0004311



소개

사람 CDK4를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO Validated] CDK4 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	CMM3; PSK-J3
종	사람(Human)
GeneID (사람)	1019
GeneID	1019
면역원	합성 펩타이드 사람 CDK4 (NP_000066.1)의 아미노산 204-303 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P11802
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백