


Ko 검증된 Cdk5 표적 토끼 단일클론 항체 [Wb 및 Elisa용] - Q00535

품목 번호: CM0006925



소개

KO 검증된, CDK5를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 신경세포 발달, 세포사멸, 세포주기 조절 연구에 활용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] CDK5 Rabbit mAb
비고/별칭	LIS7; PSSALRE; K5
종	인간
유전자 ID (인간)	1020
유전자 ID	1020
면역원	인간 CDK5 (NP_004926.1)의 아미노산 92-289 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q00535
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백