


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Cdk5 토끼 다클론 항체 - Q00535

품목 번호: CM0028533



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합한 검증된 CDK5 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 CDK5를 인식합니다. 신경 발달에 필수적입니다. 세포 주기, 세포 사멸 및 신경 퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] CDK5 Rabbit pAb
비고/별칭	LIS7; PSSALRE; K5
종	인간
GeneID (인간)	1020
GeneID	1020
면역원	인간 CDK5(NP_004926.1)의 아미노산 1-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q00535
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스팩