


Wb, Elisa용 Anti-Cdk5 토끼 다클론 항체(Ko 검증) - Q00535

품목 번호: CM0022581



소개

사람 CDK5(사이클린 의존성 키나아제 5)에 대한 KO 검증 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 CDK5를 검출하며, 세포주기, 신경 발생 및 세포자멸사 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] CDK5 토끼 pAb
비고/별칭	LIS7; PSSALRE; K5
종	사람
유전자 ID	1020
면역원	사람 CDK5(NP_004926.1)의 아미노산 170-289에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q00535
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩