


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항-Cdk5R1 토끼 단일클론 항체 - Q15078

품목 번호: CM0007597



소개

사람, 생쥐, 쥐의 웨스턴 블롯, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 적합한 CDK5R1(p35)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 신경돌기 성장 및 일주기 리듬에 대한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDK5R1 토끼 mAb
비고/별칭	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
종	사람
유전자ID (사람)	8851
유전자ID	8851
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q15078
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩