

## Anti-Cdk5R1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q15078

품목 번호: CM0014153



### 소개

인간 CDK5R1(p35)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 내인성 CDK5R1을 검출합니다. 뉴런성 CDK5 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CDK5R1 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1         |
| 종           | 인간(Human)                                                      |
| GeneID (인간) | 8851                                                           |
| GeneID      | 8851                                                           |
| 면역원         | 인간 CDK5R1 (NP_003876.1)의 아미노산 99-307에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                     |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                |
| 애플리케이션      | WB, IF/ICC, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                 |
| SWISS       | Q15078                                                         |
| 단백질 분자량     | 34kDa                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                           |