

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cdk5Rap1 다클론 항체 - Q96Sz6

품목 번호: CM0024037

소개

단백질 번역에 필수적인 미토콘드리아 tRNA 메틸티오전이효소인 인간 CDK5RAP1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDK5RAP1 토끼 pAb
비고/별칭	C42; CGI-05; HSPC167; C20orf34; CDK5RAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	51654
유전자 ID	51654
면역원	인간 CDK5RAP1 (NP_057492.2)의 아미노산 1-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96SZ6
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스 팩