


Wb 및 Elisa용 Anti-Cdk6 토끼 단일클론 항체 - Q00534

품목 번호: CM0002505



소개

사람 CDK6에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람 및 쥐와 반응합니다. 세포 주기 및 분화 연구에 이상적입니다. 37kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK6 Rabbit mAb
비고/별칭	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	1021
면역원	사람 CDK6 (Q00534)의 아미노산 227-326 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q00534
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)