


Wb, Ip, If/Icc, Elisa용 Anti-Cdk6 토끼 단일클론 항체 - Q00534

품목 번호: CM0009042



소개

인간 CDK6 (37 kDa)에 특이적인 토끼 단일클론 항체로, G1/S 세포 주기 전이의 핵심 조절 인자입니다. WB, IP, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 종양학 및 세포 분화 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK6 Rabbit mAb
비고/별칭	MCPH12; PLSTIRE
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1021
GeneID	1021
면역원(Immunogen)	인간 CDK6 (NP_001250.1)의 아미노산 227-326 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q00534
단백질 분자량	37 kDa
배송(Shipping)	아이스백