


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Cdk6 토끼 다클로날 항체 - Q00534

품목 번호: CM0013692



### 소개

인간 CDK6에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. ~37 kDa에서 밴드를 검출합니다. 세포 주기 조절 및 암 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CDK6 Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭       | MCPH12; PLSTIRE; CDK6                                          |
| 종           | 인간(Human)                                                      |
| 유전자 ID (인간) | 1021                                                           |
| 유전자 ID      | 1021                                                           |
| 면역원         | 인간 CDK6 (NP_001250.1)의 아미노산 226-326에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                     |
| 카테고리        | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                 |
| 응용          | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                   |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse)                                          |
| SWISS       | Q00534                                                         |
| 단백질 분자량     | 37kDa                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                           |