


## Anti-Cdk6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q00534

품목 번호: CM0014497



### 소개

CDK6 Rabbit pAb는 인간, 마우스, 래트에서 WB에 대해 검증되었습니다. 세포 주기 핵심 조절자인 사이클린 의존성 키나제 6(37kDa)을 표적합니다. 암 및 분화 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                    |
|---------|------------------------------------------------------|
| 제품명     | CDK6 Rabbit pAb                                      |
| 비고/별칭   | MCPH12; PLSTIRE; CDK6                                |
| 종       | 인간                                                   |
| GeneID  | 1021 (인간)                                            |
| 면역원     | 인간 CDK6 (NP_001250.1)의 아미노산 250-326 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 원천      | 토끼                                                   |
| 범주      | 폴리클론항체                                               |
| 응용      | WB                                                   |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                          |
| SWISS   | Q00534                                               |
| 단백질 분자량 | 37kDa                                                |
| 배송      | 아이스백                                                 |