

Wb 및 Elisa용 Anti-Cdk8 Rabbit Monoclonal Antibody - P49336

품목 번호: CM0011616



소개

인간 사이클린 의존성 키나제 8(CDK8)을 표적으로 하는 토끼 단일 클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. Mediator 복합체 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK8 Rabbit mAb
비고/별칭	K35; IDHBA; CDK8
종	인간
GeneID (인간)	1024
GeneID	1024
면역원	인간 CDK8(P49336)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일 클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P49336
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백