

웨스턴 블롯 및 Elisa용 항-Cdk8 토끼 단일클론 항체 - P49336

품목 번호: CM0005382



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 높은 특이성의 항-CDK8 토끼 단일클론 항체입니다. 매개체 복합체 기능 및 전사 조절 연구에 필수적인 키나제인 사람과 마우스 CDK8을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK8 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CDK8; K35; 사이클린 의존성 키나제 8
종	사람
GeneID	1024
면역원	사람 CDK8 (NP_001251.1)의 아미노산 364-464에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P49336
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백