

Anti-Cdk9 토끼 단클론 항체 (Ko 검증 완료), Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 - P50750

품목 번호: CM0003075



소개

KO 검증을 완료한 토끼 단클론 항-CDK9 항체는 인간, 마우스, 래트 CDK9를 검출합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 적합하며 전사 및 유전자 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] CDK9 토끼 mAb
비고/별칭	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; K9
종	인간
GeneID (인간)	1025
GeneID	1025
면역원	인간 CDK9 (P50750)의 아미노산 273-372에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50750
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스백