

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cdk9 Rabbit Polyclonal Antibody - P50750

품목 번호: CM0013666



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 인간 CDK9 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스 및 래트 CDK9을 검출합니다. 전사 조절 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK9 Rabbit pAb
비고/별칭	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
종	인간
GeneID (인간)	1025
GeneID	1025
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50750
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백