

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cdkl3 토끼 다클론 항체 - Q8Ivw4

품목 번호: CM0019603



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 CDKL3(NKIAMRE)에 대한 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 키나아제 신호 연구에 이상적입니다. UniProt Q8IVW4.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CDKL3 토끼 pAb
비고/별칭	NKIAMRE; CDKL3
종	사람
유전자 ID (사람)	51265
유전자 ID	51265
면역원	사람 CDKL3 (NP_001107047)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q8IVW4
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백