

Wb, Elisa용 Anti-Cdkn1A 토끼 다클론 항체 - P39689

품목 번호: CM0022230

소개

WB 및 ELISA로 검증된 고품질 anti-CDKN1A 토끼 다클론 항체입니다. 주요 세포주기 억제인자인 마우스 및 랫드 CDKN1A(p21)와 반응합니다. 암 및 DNA 손상 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDKN1A 토끼 pAb
비고/별칭	P21; CDKI; CIP1; SDI1; Waf1; mda6; CAP20; Cdkn1; p21WAF; p21Cip1; CDKN1A
종	마우스
GeneID(사람)	1026
GeneID	12575
면역원	마우스 CDKN1A(NP_031695.1)의 아미노산 1-159에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P39689
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백