

Anti-Cdkn1A/P21Cip1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P38936

품목 번호: CM0007224



소개

인간 CDKN1A/p21CIP1 (p21)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 18 kDa 밴드를 검출하며, 세포 주기 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDKN1A/p21CIP1 토끼 mAb
비고/별칭	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1026
항원(Immunogen)	인간 CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1)의 아미노산 1-164에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P38936
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)