

Anti-Cdkn1A/P21Cip1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ip, If/Icc, Elisa용) - P38936

품목 번호: CM0012728



소개

사람 CDKN1A/p21CIP1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스 표적을 인식하며, 세포 주기 및 DNA 손상 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO Validated] CDKN1A/p21CIP1 Rabbit mAb
비고/별칭	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	1026
GeneID	1026
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1)의 아미노산 1-164에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P38936
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)