

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cdkn1A/P21Cip1 토끼 다클론 항체 - P38936

품목 번호: CM0015941



소개

Western blot, IHC, IF 및 ELISA용 CDKN1A/p21CIP1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드에서 검증되었습니다. 세포 주기 및 DNA 손상 반응 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CDKN1A/p21CIP1 토끼 pAb
비고/별칭	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
종	인간
GeneID (인간)	1026
GeneID	1026
면역원	인간 CDKN1A/p21CIP1(NP_000380.1)의 아미노산 1-164 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P38936
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩