

Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P38936

품목 번호: CM0024830



소개

인간 CDKN1A/p21CIP1(p21)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 약 18 kDa에서 밴드를 검출합니다. 암 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDKN1A/p21CIP1 Rabbit pAb
비고/별칭	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1026
유전자 ID	1026
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1)의 아미노산 1-164에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P38936
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)