


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cdkn1B/P27Kip1 다클론 항체 - P46527

품목 번호: CM0017717



소개

CDKN1B/p27KIP1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드에서 검출됩니다. 세포 주기 진행을 조절하고 G1 정지에 필수적인 사이클린 의존성 키나제 억제제입니다. 종양 억제인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDKN1B/p27KIP1 토끼 pAb
비고/별칭	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
종	인간
GeneID (인간)	1027
GeneID	1027
면역원	재조합 단백질 인간 CDKN1B/p27KIP1(NP_004055.1)의 아미노산 1-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P46527
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩