


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cdkn1B/P27Kip1 토끼 다클론 항체 - P46527

품목 번호: CM0020067



소개

인간 CDKN1B/p27KIP1(P46527)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에 대한 교차반응성을 보입니다. 세포 주기 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDKN1B/p27KIP1 토끼 pAb
비고/별칭	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
종	인간
유전자 ID(인간)	1027
면역원	인간 CDKN1B/p27KIP1(NP_004055.1)의 아미노산 1-198 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P46527
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩