

Wb, Elisa용 Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 다클론 항체 - P49918

품목 번호: CM0023382

소개

CDKN1C/p57 Kip2(사이클린 의존성 키나아제 억제제 1C)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포주기 및 종양 억제제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDKN1C/p57 Kip2 토끼 pAb
비고/별칭	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
종	사람
유전자 ID (사람)	1028
유전자 ID	1028
면역원	사람 CDKN1C/p57 Kip2 (NP_000067.1)의 아미노산 1-107에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P49918
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩