

Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - P49918

품목 번호: CM0005958

소개

인간 CDKN1C/p57 Kip2 (사이클린 의존성 키나아제 억제제 1C, P49918)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 주기 정지, 증식 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDKN1C/p57 Kip2 Rabbit mAb
비고/별칭	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1028
유전자 ID	1028
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P49918
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백(Ice bag)