


Anti-Cdkn2A/P16Ink4A 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P42771

품목 번호: CM0003255



소개

인간 CDKN2A/p16INK4a(SWISS P42771)를 표적으로 하는 고품질 [KO 검증 완료] 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 세포 주기 및 종양 억제 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] CDKN2A/p16INK4a 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ARF, MLM, P14, P16, P19, CMM2, INK4, MTS1, TP16, CDK4I, CDKN2, INK4A, MTS-1, P14ARF, P19ARF, P16INK4, P16INK4A, P16-INK4A, 4a
종	인간
유전자 ID	1029
면역원	합성 펩티드 면역원. 인간 CDKN2A/p16INK4a(P42771)의 아미노산 57-156번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P42771
단백질 분자량	17 kDa
배송 방식	아이스 팩