


## Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Rabbit Monoclonal Antibody [Ko Validated] For Wb, If, Ihc-P, Elisa - P42771 / Q8N726

품목 번호: CM0011426



### 소개

CDKN2A/p16INK4a에 대한 고품이성 토끼 단일클론 항체로, 녹아웃(KO) 확인을 위해 검증되었습니다. 인간 샘플에서의 WB, IF, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | [KO Validated] CDKN2A/p16INK4a Rabbit mAb                                                                                 |
| 비고/별칭          | ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A |
| 종              | 인간                                                                                                                        |
| GeneID (Human) | 1029                                                                                                                      |
| GeneID         | 1029                                                                                                                      |
| 면역원            | 재조합 단백질                                                                                                                   |
| 원천             | 토끼                                                                                                                        |
| 카테고리           | 단일클론 항체                                                                                                                   |
| 응용 분야          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                  |
| 교차 반응성         | 인간                                                                                                                        |
| SWISS          | P42771/Q8N726                                                                                                             |
| 단백질 무게         | 8-17 kDa                                                                                                                  |
| 배송             | 아이스백                                                                                                                      |