


Wb, Elisa용 Anti-Cdkn2A/P19Arf 토끼 단일클론 항체 - Q64364

품목 번호: CM0007493



소개

CamelBio는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 마우스 CDKN2A/p19ARF 토끼 단일클론 항체를 제공합니다. 종양 억제 인자인 ARF를 타겟으로 하며, 세포 주기, 세포 사멸(apoptosis), 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDKN2A/p19ARF Rabbit mAb
비고/별칭	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	1029
GeneID	12578
면역원(Immunogen)	Synthetic Peptide (합성 펩타이드)
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	Q64364
단백질 분자량	19KDa
배송	Ice bag (아이스백)