

Anti-Cdkn2A/P19Arf 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, If-P, Elisa용) - Q64364-1

품목 번호: CM0006188

소개

생쥐 CDKN2A/p19ARF(p19ARF)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 사용 가능합니다. 면역원: 아미노산 1-100번 영역 내 합성 펩티드. 생쥐와 교차 반응합니다. 계산된 분자량: 19 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDKN2A/p19ARF 토끼 mAb
비고/별칭	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
종	생쥐
유전자 ID (인간)	1029
유전자 ID	12578
면역원	합성 펩티드: 생쥐 p19ARF(NP_034007.1) 아미노산 1-100번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q64364-1
단백질 분자량	19 kDa
배송	아이스 팩