

Anti-Cdkn2B 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P42772

품목 번호: CM0026581

소개

CDKN2B 토끼 다클로날 항체 (P42772)는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트와 반응합니다. 세포 주기 및 종양 억제제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CDKN2B Rabbit pAb
비고/별칭	P15; MTS2; TP15; CDK4I; INK4B; p15INK4b; CDKN2B
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	1030
면역원(Immunogen)	사람 CDKN2B (NP_004927.2)의 아미노산 1-138 내의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P42772
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)