


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C 다클론 항체 - P42773

품목 번호: CM0020641



소개

CDKN2C/p18-INK4C에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 교차 반응합니다. 세포 주기 연구 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDKN2C/p18-INK4C 토끼 다클론 항체
비고/별칭	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
종	인간
GeneID (인간)	1031
면역원	인간 CDKN2C/p18-INK4C(NP_523240.1)의 아미노산 1~168번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P42773
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩