


Anti-Cdkn2C/p18-Ink4C Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - P42773

품목 번호: CM0011179



소개

CDKN2C/p18-INK4C에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 표적을 인식합니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다. 재조합 면역원, 18 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] CDKN2C/p18-INK4C Rabbit mAb
비고/별칭	p18; INK4C; p18-INK4C; 4C
종	인간
유전자 ID (인간)	1031
면역원	인간 CDKN2C/p18-INK4C (P42773)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42773
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백