


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cdkn2D 폴리클로널 항체 - P55273

품목 번호: CM0028936



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용 인간 CDKN2D (p19-INK4d)에 대한 고품질의 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간 및 마우스 CDKN2D와 반응합니다. 세포 주기 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDKN2D Rabbit pAb
비고/별칭	p19; INK4D; p19-INK4D; CDKN2D
종(Species)	Human
GeneID (인간)	1032
GeneID	1032
면역원(Immunogen)	인간 CDKN2D (NP_001791.1)의 아미노산 1-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P55273
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	Ice bag